

Vscan с двусторонним датчиком

Инновационная карманная ультразвуковая система, которая сочетает в себе два вида датчиков в одном.



Обзор

Два вида датчиков в одном – визуализация «на ходу»

С помощью Vscan с двойным датчиком* ваш рабочий процесс станет быстрее, сортировка эффективней, а связь с пациентом активней.

Эта инновационная карманная ультразвуковая система сочетает в себе два вида датчиков в одном – позволяет неинвазивно обследовать как поверхностные, так и глуболежащие структуры.

Обладая большим объемом диагностической информации, эта ультразвуковая система поможет вам:

- Повысить диагностическую уверенность благодаря немедленной визуальной проверке.
 - Сократить время ожидания пациентов, которые нуждаются в диагностических данных для дальнейшего лечения.
 - Эффективно работать, экономить время и затраты.
-
- **Преимущества**

Преимущества Vscan с двойным датчиком

Точность

Vscan с двойным датчиком заполнит все пробелы недостающей информации. Инновационный датчик с линейным датчиком и датчиком с фазированной решеткой позволит вам использовать один датчик в разных сферах обследования.

Маленький и легкий

Благодаря компактным размерам и небольшому весу, ультразвуковую систему Vscan с двойным датчиком можно переносить от пациента к пациенту для выполнения диагностических исследований – преимущественно в экстренной помощи или специализированных медицинских клиниках.

Простота в использовании

Просто откройте крышку, и запуск системы начнется. Благодаря пользовательскому интерфейсу, которым можно управлять одной рукой, ультразвуковая система Vscan интуитивно понятна в использовании и замечательно вписывается в лечебно-диагностический процесс.

Надежность

Вы можете рассчитывать на Vscan с двойным датчиком на протяжении всего рабочего дня – заряд обеспечивает до одного часа непрерывного сканирования. Быстрая и легкая замена батареи продлит работу на весь день.



- Применение в диагностике

Применение в диагностике ультразвуковой системы Vscan с двойным датчиком

Vscan с двойным датчиком используют врачи, в том числе кардиологи, терапевты, акушер-гинекологи, врачи скорой помощи, анестезиологии и реаниматологии.



Vscan широко используется в самых разнообразных условиях: от больниц в крупных городах до клиник в сельской местности или в качестве инструмента для обучения в медицинских учебных заведениях.

Благодаря высокому качеству изображений ультразвуковую систему Vscan можно использовать для исследования брюшной полости и сердца, в урологии, акушерстве и педиатрии, что позволяет повысить диагностические возможности и уменьшить количество направлений к другим специалистам.

Возможности визуализации

Двойной датчик дает возможность исследовать сердце, брюшную полость, таз, а также легкие, сосуды, нижние конечности и длинные кости.

Доступные благодаря двойному датчику процедуры:

- Парацентез.
- Плевроцентез.
- Амниоцентез.

Сортировка областей применения, которые доступны с двойным датчиком:

- eFAST (забрюшинные жидкости).
- CLUE (сердце и легкие).